


フレネル膜プリズム検眼セット



(7枚1組)

<写真は#5000>

製造業者 The Fresnel Prism And Lens Co. (米国)
届出番号 13B2X10077FRES01



4000

2~10Δ

2, 3, 4, 5, 6, 8, 10Δ

5000

12~40Δ

12, 15, 20, 25, 30, 35, 40Δ

《特長》

市販の検眼用試験枠に使用でき、
手軽に検眼できます

フレネル膜プリズム

《特長》

- 眼鏡レンズに簡単に貼付けられ、交換も容易です
- 膜プリズム特有の帯が外から見えにくいいため、見栄えの良い外観です
- 厚みが均一で薄いため、特に強度のプリズム処方が必要な方に最適です

《用途》

- 後天性眼位異常などによる複視の軽減
- 斜視の術前におけるプリズム・アダプテーションテスト
- 外斜位による眼精疲労の軽減
- 斜視手術後の装用
- 過矯正プリズムによる間歇性外斜視の斜視角の軽減 (特に小児に有効)

《種類》

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 15, 20, 25, 30, 35, 40Δ



製造業者 3M(米国)

届出番号 13B2X100773MMM01



株式会社 **ニコン ヘルスケア ジャパン**
www.nhcj.nikon.com

本社/東京営業所 140-0015 東京都品川区西大井1-6-3
西宮営業所 662-0977 兵庫県西宮市神楽町4-7
札幌営業所 062-0922 北海道札幌市豊平区中の島2条10-2-12
名古屋営業所 456-0021 愛知県名古屋市熱田区夜寒町4-10
福岡営業所 812-0041 福岡県福岡市博多区古塚8-1-67

Tel.03-3773-8110 Fax.03-3773-8129
Tel.0798-26-7889 Fax.0798-26-7858
Tel.011-807-4171 Fax.011-807-4172
Tel.052-682-5355 Fax.052-682-7277
Tel.092-624-7744 Fax.092-624-7755