



ZEISS RESIGHT®用ディスポーザブルフロントレンズ

HD Disposable LenZ



BIOM®のフロントレンズが

ZEISS RESIGHT®でも使用可能に！

- ディスポーザブルのため、感染および相互汚染のリスクを軽減
- 滅菌作業時間が不要で、手術室での利用効率向上が期待できます



すぐに使用可能な、滅菌済みプリスターパック

HD Disposable LenZ

- レンズホルダーへの取り付けが容易です
- 60°から最大 130°までの広角視野を提供します
- 広角観察可能なため、汎網膜光凝固などでの強膜圧迫の必要性を低減できます
- レンズの切り替えが不要で、周辺部も後極部観察でも使用できます
- 滅菌済 Disposable 製品のため、滅菌に伴う経年劣化の心配がありません



ZEISS RESIGHT®

HD Disposable LenZ

装着イメージ

観察範囲	寸法	質量	包装
60°~130°	Ø 18.3×D38.1×H24.6 mm	約2.4 g	12個/箱

詳細については弊社営業担当までお問い合わせください。

ZEISS RESIGHT® is a registered trademark of Carl Zeiss Meditec AG, Jena, Germany



本仕様およびデザインは改良のため、予告なしに変更することがあります。
カタログの記載内容：2018年10月現在

販売名 オクルス 顕微鏡付属品
届出番号 13B2X10077OCUL11
製造業者 OCULUS Optikgeräte GmbH



株式会社 **ニコン ヘルスケア ジャパン**
www.nhcn.nikon.com

本社/東京営業所	140-0015	東京都品川区西大井1-6-3	Tel.03-3773-8110 Fax.03-3773-8129
西宮営業所	662-0977	兵庫県西宮市神楽町4-7	Tel.0798-26-7889 Fax.0798-26-7858
札幌営業所	062-0922	北海道札幌市豊平区中の島2条10-2-12	Tel.011-807-4171 Fax.011-807-4172
名古屋営業所	456-0021	愛知県名古屋市熱田区夜寒町4-10	Tel.052-682-5355 Fax.052-682-7277
福岡営業所	812-0041	福岡県福岡市博多区吉塚8-1-67	Tel.092-624-7744 Fax.092-624-7755